

貯 法：室温保存
有効期間：4年

溶解剤
日本薬局方

精 製 水

精製水「ケンエー」
Purified Water「KENEI」

日本標準商品分類番号

877131

許可番号 27A2X00029

販売開始 1973年3月

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1 mL中 日局 精製水 1 mL (イオン交換、逆浸透又は限外ろ過などを組み合わせて精製した水である。)
----	---

3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の液で、においはない。
----	-----------------

4. 効能又は効果

- 溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。
- 医療機器の洗浄に用いる。

6. 用法及び用量

溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。
医療機器の洗浄に用いる。

その他の用途

溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。(コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないこと。

14.2.2 一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。

14.2.3 開封後はなるべく速やかに使用すること。

14.2.4 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがあるので注意すること。

また、臭い、混濁、沈殿が生じたものは使用しないこと。

14.2.5 ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に本品を用いた場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。

14.2.6 コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。

20. 取扱い上の注意

20.1 直射日光をさけること。

20.2 なるべく冷所(冷蔵庫等)に密栓して保管すること。

20.3 他の容器に入れかえないこと。

22. 包装

500 mL (ポリエチレン瓶)、

500 mL (ポリエチレン瓶、ワンタッチ式キャップ)、

18L (ポリエチレン容器)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 (06) 6231-5822

FAX番号 (06) 6204-0750

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号