

日本薬局方 滅菌精製水

滅菌精製水「ヨシダ」

貯法：室温保存

有効期間：3年

Sterile Purified Water「Yoshida」

許可番号 11A2X00031

販売開始 1983年10月

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1mL中 日局滅菌精製水 1mL
----	------------------

3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の液で、においはない。
----	-----------------

4. 効能又は効果

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

6. 用法及び用量

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

20. 取扱い上の注意

20.1 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

20.2 本剤は滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

22. 包装

500mL（角型ポリ容器）、500mL（円筒形ポリ容器）、
500mL（ガラス容器）、1L（ポリ容器）、4L（ポリ容器）×4

24. 文献請求先及び問い合わせ先

吉田製薬株式会社 学術部
〒164-0011 東京都中野区中央 5-1-10
TEL 03-3381-2004
FAX 03-3381-7728

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951